

# 免疫血清検査

## 《評価について》

### 【定量項目(CRP定量, PSA)】

- 1) 例年通り, 試薬別あるいは方法別には評価せずに回答のあった全施設を1つのグループとして評価した。ただし, CRPドライケムについてはシステムの都合上, 単独で評価した。
- 2) 極端値(±3SD2回除去による)を除外した後の平均値を目標値としてSDIを算出し, SDIの絶対値が2.0未満を評価A(正解), 2.0~3.0未満を評価B(許容正解), 3.0以上を評価D(不正解)として評価Cは設定しない。
- 3) 検出感度以上または以下と回答した場合, 「貴施設報告値」に検出感度上限値または下限値を入力し, 評価対象外とした。
- 4) 試料302においてCRPドライケム装置の測定範囲外の濃度設定となってしまったため, CRPドライケムで参加の全施設で試料302は評価対象外とした。システムの都合上, 評価欄は空白となっている。

### 【定性項目(梅毒TP抗体, HBs抗原, HCV抗体)】

- 1) 国立感染症研究所体外診断薬委員会の評価において感度が良いとされる試薬の結果を基準として, 各試薬メーカーの検証結果も踏まえて総合的に判断した。評価A(正解), 評価D(不正解)とし, 評価B、評価Cは設定しない。
- 2) 感染症項目の定量結果についての評価はしない。自動分析機器における計測値(出力値)を試薬別に集計したが, SDIおよび統計コメントは参考。

## 【定性項目】

	貴施設回答		評価	
	試料	結果	正解	評価
梅毒TP抗体	試料401	(1) 陰性(-)	正解	評価A
	試料402	(2) 陽性(+)	正解	評価A
HBs抗原	試料401	(1) 陰性(-)	正解	評価A
	試料402	(2) 陽性(+)	正解	評価A
HCV抗体	試料401	(1) 陰性(-)	正解	評価A
	試料402	(2) 陽性(+)	正解	評価A

## 【評価】

項目	評価		評価	
	試料	評価	試料	評価
梅毒TP抗体	試料401	評価A	試料402	評価A
HBs抗原	試料401	評価A	試料402	評価A
HCV抗体	試料401	評価A	試料402	評価A